
3. 下图为显微镜及可供选用的 4 个镜头,下列关于显微镜使用的叙述正确的是(



- A. 观察人血永久涂片,选用 a 和 d 镜头组合,视野中细胞数目最多
- B. 发现③镜头上有污点,应用洁净的纱布擦拭干净
- C. 观察某植物细胞, 发现细胞质逆时针流动, 则细胞质实际流动方向是顺时针
- D 观察洋葱鳞片叶内表皮细胞,可以看到细胞核、细胞质、叶绿体等细胞结构